

Příbalová informace – čtěte prosím pozorně!

DOLORgit
med

Ušní kapky

Mírní bolesti, zarudnutí a svědění

Při zánětech vnějšího zvukovodu



Přečtěte si pozorně příbalovou informaci, kde se nachází důležité informace pro Vás. Tento zdravotnický prostředek je k dostání bez lékařského předpisu. Aby bylo dosaženo při používání co nejlepšího výsledku, musí se kapky používat dle informací v příbalové informaci.

Složení:

Glycerin (99,5%), Panthenol, Cetylpyridiniumchlorid.

Obsah a forma podání:

10 ml roztoku

Oblasti použití:

k fyzikální léčbě a mírnění obtíží vnějšího zvukovodu (např. akutní zánět zvukovodu).

Upozornění:

K obtížím mohou vést různé příčiny. Pokud nedojde po 2 dnech ke zlepšení, poraďte se se svým lékařem.

Kontraindikace:

Ušní kapky se nesmí používat při známé přecitlivělosti na Glycerin a při poranění ušního bubínku (perforace bubínku) nebo při otevřených ranách. Nepoužívejte prosím ušní kapky současně s jinými lokálně působícími léčivými přípravky (např. ušní kapky a masti).

Interakce s jinými přípravky:

nejsou známy.

Vedlejší účinky:

nejsou známy.

Opatření a zvláštní upozornění:

- při silné bolesti v uchu je potřeba navštívit lékaře.
- Pokud se potíže do 2 dnů nezlepší nebo se dokonce zhorší, je potřeba neprodleně navštívit lékaře.

ANSICHTS-PDF – KEINE DRUCKDATEN

Kunde: Dr. Theiss Naturwaren GmbH
Projekt: DGiet_BPZ_OhrTrop_010_CZ-

Druckerzeugnis: Beipackzettel
Kontur: –
Dokumentformat: 86 x 130 mm

Auftr.-Nr.: 1218022

EAN: –
Art.-Nr.: 06722301
Fertigw.-Nr.: 651150/1

Druckfarben:

 cyan  PANTONE 294 C  black

Achtung!

Bitte prüfen Sie die Daten auf Vollständigkeit, Richtigkeit und auf alle gesetzlichen Anforderungen, die an die Kennzeichnung des jeweiligen Produktes gestellt werden. Dem Hersteller obliegt es, die Daten auf die Anforderungen der erforderlichen Drucktechnik anzupassen.

Diese Vorlage und alle darin enthaltenen Elemente unterliegen dem Urheberrecht und dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck für das vorstehend bezeichnete Produkt verwendet werden. Eine Nutzung über diesen Zweck hinaus ist rechtlich unzulässig.

Datum: –
Reinzeichnung: –
Versand an: –
Best.-Nr.: –

hd. hartmann
designagentur
T+49 (0)6371 52848

Schriftgröße: 9 pt.

Na co musíte dbát při aplikaci u dětí?

Použitelnost u dětí od 12 měsíců. Pro použití u dětí je ale potřeba se nejdříve poradit s lékařem.

Na co musíte dbát v průběhu těhotenství a kojení?

Nebylo prokázáno, že se nemá přípravek užívat v průběhu těhotenství a kojení. Je doporučeno před použitím se poradit se svým lékařem.

Dávkování, způsob a doba použití:

Kapky před použitím by měly být ohřáty na teplotu těla.

Pokud není jinak doporučeno lékařem nebo lékárníkem, 1 - 2 kapky, podle potřeby až 4x denně nakapat do zvukovodu. Skloňte hlavu na stranu a nakapejte do zvukovodu mačkáním plastové lahvičky. Nechejte hlavu v poloze na straně ca. 3 minuty. Po použití zavřete pečlivě lahvičku. Pokud jde o dobu používání neexistuje žádné omezení.

Ušní kapky se mohou používat i jako prevence.

Datum použitelnosti:

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu a etiketě.

Po otevření je doba použitelnosti 6 týdnů.

Upozornění:

 Uchovávejte mimo dosah dětí a při teplotě do 25 °C.



Zdravotnický prostředek

Poslední stav informací k datu: červen 2015

Výrobce:



Dr. Theiss Naturwaren GmbH, Michelinstraße 10, D-66424 Homburg

651150/1 06722301